

## 急性リンパ性白血病に対する Blinatumomab(2コース目以降)療法

(ビーリンサイト)

DRPHW\_DRPHW\_V

2019年01月10日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

|               |                    |                         |                 |                                                                                 |          |                        |
|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 病棟・科名         | 登録番号<br>＜＜SYPID＞＞  | 氏名<br>＜＜ORIBP_KANJI＞＞ 様 | 年齢<br>＜＜SYAGE＞＞ | 身長<br>cm                                                                        | 体重<br>kg | 体表面積<br>m <sup>2</sup> |
| 疾患名           | 施行予定日<br>月 日 ～ ( ) | 実施サイクル<br>コース目          | コース予定           | 【調製指示(初日)】<br><input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製    |          |                        |
| 備考[標準投与量逸脱など] |                    |                         |                 | 【調製指示(2日目以降)】<br><input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 |          |                        |

Day 1 ( / )

Day 2 ( / ) ～ Day 28 ( / )

## ポートフラッシュ

デキサートとビーリンサイトのルート  
は各々別にセットすること

(30min)

 生理食塩水 100mL  
 デキサート6.6mg 2V  
 デキサート3.3mg 1A  
 (リン酸エステル換算 20mg)

 専用ルート  
 10mL/hr  
 (24hr)

 生理食塩水 270mL  
 ビーリンサイト         $\mu$ g

※翌日つなぎ替え時残破棄

## 前日からの継続

 専用ルート  
 10mL/hr  
 (24hr)

 生理食塩水 270mL  
 ビーリンサイト         $\mu$ g

※終了時ルート内の残液は破棄。

- ※ 延長チューブ(100cm 1.0mL)を専用ルートと接続。
- ※ ビーリンサイトは単独ルートで。側管禁。
- ※ つなぎ替えは原則AM10時。
- ※ ルートフラッシュ禁。
- ※ シャワー浴時はロック可。  
(ルートロック時はロックのみ。フラッシュは禁。)
- ※ 1時間以内に再接続。

Blinatumomab(2コース目以降)療法

## 標準投与量:

Bw  $\geq$  45kgBlinatumomab 28  $\mu$ g/body day1-28

BW &lt; 45kg

Blinatumomab 15  $\mu$ g/m<sup>2</sup> day1-28